

Velocizza le tua analisi della densità
Passa al digitale



METTLER TOLEDO

Il futuro della densità è il digitale

Usi ancora idrometri o picnometri?

Passa a un'analisi della densità veloce e accurata

- **Misure in pochi secondi:**

l'analisi viene eseguita direttamente nel campione con risultati immediati

- **Accuratezza e ripetibilità ottimali:** è possibile

misurare un'ampia gamma di campioni con un'accuratezza di $\pm 0,001 \text{ g/cm}^3$

- **Nessuna noiosa procedura di pulizia e**

asciugatura della vetreria: è sufficiente sciacquare con un solvente per il lavaggio o con il campione successivo e riprendere a misurare



Sostituisci il vecchio idrometro o picnometro e riceverai uno sconto sull'acquisto di un densimetro digitale Density2Go.

**Sostituzione
con
Density2Go**